




Equipos  
Biomédicos  
Profesionales

## Sistema de desinfección de áreas por luz ultravioleta. UVL-150

**Sistema de esterilización por medio de lamparas de mercurio solido**  
en la generación de UVc, amigables con el ambiente, con tiempos  
de vida las largo, mas estable, tamaños mas compactos y mas poderosos.



# Espectro visible



Esteriliza  
Desinfecta  
Purifica el aire  
Cobertura 360°

**Las lamparas UVL150-** son lamparas de cuarzo, que pueden alcanzar hasta los 80m<sup>2</sup> de protección contra virus, bacterias y algunos otros microorganismos que se encuentran en las areas cerradas.

**Las lamparas UVL-150 SON AGRESIVAS** con los ojos y pueden irritar la piel, por lo que deben ser operadas bajo las estrictas normas de seguridad. No debe haber personas en el area mientras la lampara se encuentre operando.

Ideales para desinfectar areas hospitalarias, donde se requiere velocidad de sanitización entre procedimiento.





Equipos  
Biomédicos  
Profesionales

[www.equipos-biomedicos.com.mx](http://www.equipos-biomedicos.com.mx)



Mar Caspio # 25  
Col. Popotla C.P 11400  
CDMX



[01 55] 53963260  
[01 55] 53963264  
[01 55] 53415887



[ventas@equipos-biomedicos.com.mx](mailto:ventas@equipos-biomedicos.com.mx)  
[contacto@equipos-biomedicos.com.mx](mailto:contacto@equipos-biomedicos.com.mx)

# Ficha técnica

**Temperatura de Operación ideal 18°-40°C**

**Humedad sugerida 55-60%**

## Especificaciones:

<b>Tamaño</b>	350x350x1000mm
<b>Voltaje</b>	110-127 VAC 60Hz
<b>Potencia</b>	150W
<b>Control Remoto</b>	10 m
<b>Longitud de onda</b>	183nm o 253.7nm
<b>Carcaza</b>	Acero Inoxidable
<b>Lampara</b>	Cuarzo
<b>Retraso en encendido</b>	15s

## Control remoto



### **NO vea la lampara encendida**

Limpe la lampara con una solución de alcohol al 70-75% para remover polvo

