



Equipos
Biomédicos
Profesionales

Los lavabos de cirujano de la serie Mobyliá

- Olvidemos las cajas cuadradas
- Libre de contacto
- Grado sanitario



CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE



Los Lavabos de Cirujano EBP te brinda una construcción superior y opciones de diseño personalizables, siendo ideales para cualquier sala de operaciones. Están disponibles con una, dos o tres estaciones y se pueden personalizar con una lista de accesorios - personalizados.


- Timer y dispensador de jabón - opcional
- Disponible en 1, 2 o 3 estaciones

Están diseñados para ser manos libres y garantizan la seguridad en todos los entornos quirúrgicos, por ejemplo donde el área de tráfico es intenso y la capacidad de lavado es muy alta.

Cualquier modelo que escojas está equipado con cabezales de grifo con rociador sin aireación.



Lavabos de cirujano



Disponible:

- Tarja Sencilla
- Tarja Doble
- Tarja Triple
- Tarja empotrada en muro, sin contacto al piso
- Tarjas con dispensadores electrónicos de jabón
- Tarjas de acero porcelanizado

Con la oferta mas amplia de tarjas en el área médica, puede seleccionar el modelo exacto para una aplicación específica, sin sacrificar espacio.

Nuestra fabricación utiliza acero inoxidable 18-8 tipo 304 con certificados de calidad.

Compromiso de entrega único y siempre en stock

LIMPIEZA:

El acero inoxidable requiere ser limpiado para mantener su estética y para preservar la resistencia a la corrosión. Es importante una rutina de limpieza preservar la apariencia y la integridad de la superficie

Los lavabos de cirujano de la serie Mobyliya by EBP de acero inoxidable, se limpian fácilmente mediante métodos sencillos y diferentes a otros materiales, es imposible “desgastar” los fregaderos de acero inoxidable mediante una limpieza excesiva.

BENEFICIOS:

El uso de acero inoxidable tipo 304 y la fabricación en grado sanitario es resistente a la corrosión, fácil de limpiar de gérmenes y bacterias.

Cuentan con un sistema de anclaje a la pared que facilita la limpieza de las áreas donde se instalan. Las preparaciones de la pared para su sujeción están descritas en al Guía Mecánica.

Pueden ser fabricados para clientes específicos, puede preguntar por:

Las tarjas porcelanizadas, las cuales son fabricadas en acero con vitrificado, el cual ofrece una superficie ultra-limpia.

Los que son fabricados en acero inoxidable tipo 316L con acabado electropulido.

VENTAJAS:

Control de agua mediante sensores infrarrojos de línea, el jabón puede ser dispensado de manera líquida, utilizar cepillos desechables o atomizado, dependiendo del accesorio.


El agua que se rocía, se controla cuidadosamente con la punta del aspersor, reduciendo así el mínimo de las salpicaduras, complementando la curva de la tarja.

La tarja puede contar con un dispensador de manos libres de jabón sencillo de cambiar de aproximadamente 1 litro.

Limpieza sencilla, toda la tarja cuenta con curvas sanitarias, fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304.

El mantenimiento es de lo más sencillo, ya que cuenta con una cubierta en la parte inferior para mantener el área de servicio fuera de la vista del usuario.

Sin tiempos de espera entre un usuario y otro.





Libre de contacto y grado sanitario

Los lavabos de cirujano de la serie Mobyliya por EBP

cuentan con un sistema de anclaje a la pared que facilita la limpieza de las áreas donde se instalan. Las preparaciones de la pared para su sujeción están descritas en el Guía Mecánica.

Para clientes más específicos, pregunte por las tarjas porcelanizadas, las cuales son fabricadas en acero con vitrificado, el cual ofrece una superficie ultra-limpia.

Los lavabos de cirujano de la serie Mobyliya por EBP

pueden ser fabricados en acero inoxidable tipo 316L con acabado electropulido.





Equipos
Biomédicos
Profesionales

www.equipos-biomedicos.com



Mar Caspio # 25
Col. Popotla C.P 11400
CDMX



(01 55) 53963260
(01 55) 53963264
(01 55) 54315887
5396-5607



ventas@equipos-biomedicos.com.mx
contacto@equipos-biomedicos.com.mx

