



Equipos
Biomédicos
Profesionales

Lavadora ultrasónica

EBP UX22 · UX30 · UX60

Lavadora ultrasónica EBP UX22 UX30 y UX60

Lavadora ultrasónica para lavado de instrumental quirúrgico

Canastilla compatible con la tina



Despliegue de
tiempos y temperatura

bsi.



Lavadora Ultrasónica para desincrustación de material orgánico en instrumental de CEYE, con control de temperatura y tiempo. Frecuencia de 40kHz. Tina Fabricada 100% Acero inoxidable AISI 304 en cuerpo y tapa.

Equipo de lavado y desincrustación de material por medio de ultra frecuencia, en específico 40kHz, aunado a un sistema de calentamiento del medio, aumentamos la eficiencia de la solución en la que se sumerge el instrumental. Cuenta con un programa de control de tiempo y temperatura, donde por medio del control principal programamos tiempo y temperatura y nos desentendemos del ciclo hasta su fin.

La lavadora ultrasónica EBP UX22, UX30 UX60 cuentan con el tamaño ideal para ubicarse sobre una mesa de trabajo ya que no requiere instalaciones.

La tina de lavado, se encuentra fabricada 100% en Acero Inoxidable AISI 304, así como la rejilla, cuentan con un sistema de llenado/ drenaje que puede estar conectado para realizarse de manera manual o automática.



**Función DeGas
(Elimina el oxígeno)**

■ Lavadora ultrasónica EBP UX22, UX30 Y UX60

Todas nuestras lavadoras son automáticas y programables.

Cuentan con equipo de protección y regulación de energía. Suministro eléctrico de 110-1127 VAC 60Hz.

Cuentan con un sistema de encendido automático del calefactor, en caso de requerir temperatura alta en el ciclo. Además de un timer programable para permitir que sea autónoma la operación.

Para un mejor desempeño de su lavadora ultrasónica EBP UX22, UX30 y UX60 utilice agua suavizada



Dimensiones Internas

UX22

22 Litros 50x30x15 cm

UX30

30 Litros 50x30x20 cm

UX60

60 Litros 50x40x30 cm

Accesorios

- Solución Limpiadora, bidón de 20 Litros, detergente enzimático de baja espuma.
- Rack para instrumental Acero Inoxidable
- Canastilla de malla

• El tamaño de la tina puede variar



Equipos Biomédicos Profesionales



Traceability
Software Solutions



Mar Caspio # 25
Col. Popotla C.P 11400
CDMX



(01 55) 53963260
(01 55) 53963264
(01 55) 54315887
5396-5607



ventas@equipos-biomedicos.com.mx
contacto@equiposbiomedicos.com.mx

www.equipos-biomedicos.com.mx